

Aanvraagformulier Labo klinische biologie



Tel 089 32 46 70

IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT

Stempel + handtekening
aanvragende arts:

Datum:

___/___/_____

Handtekening:

Afnamedatum:

___/___/_____

Afnametijd:

___ : ___

Kopie aan:

Afnamemateriaal: **nasofaryngeale wisser**

KLINISCHE GEGEVENS

Patiënt is:

zorgverlener

bewoner collectiviteit, bv. (zorg) instelling

(zorg)instelling: _____

andere (*indicatie verplicht te specificeren*) _____

AANVRAAGDE TEST

6742 SARS-CoV-2 PCR (**binnen** RIZIV indicatie) *

*De aanvrager verklaart dat de staalname voldoet aan procedurerichtlijnen van Sciensano (https://epidemiologie.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_case_definition_and_testing.aspx)

INSTRUCTIES

Aanbevolen staalafnameinstructies:

- Voor het nemen van de stalen zijn het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen aangeraden evenals de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen.
 - Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek gedurende een kort moment onaangenaam kan zijn.
 - Breng een eerste (dunne) wisser diep in het neusgat (tot in de nasofarynx) en maak zoveel mogelijk cellen los door langs de binnenkant van een neusgat te schrapen
 - Plaats de wisser in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
 - Ga met een tweede wisser op dezelfde manier te werk om een staal te nemen van de ontstoken zones in de keel (amandelen, keelwand,..). Plaats de wisser in dezelfde tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
 - Sluit het buisje hermetisch af
 - Kleef een etiket met patiëntgegevens op het buisje. Wikkel het buisje in absorberend papier en steek het in een zakje dat u hermetisch afsluit.
 - Stuur het staal zo snel mogelijk naar het labo, samen met dit aanvraagformulier. In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast.