



# Glucosemeter

## Onderhoud

**ZOL GENK**

Campus Sint-Jan  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**

Bessemmerstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**

Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk

**ZOL MAAS EN KEMPEN**

Diestersteenweg 425  
B 3680 Maaseik

ZOL GENK  
tel. +32(0)89 32 50 50  
ZOL MAAS EN KEMPEN  
tel. +32(0)89 50 50 50  
info@zol.be

Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van uw glucosemeter.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel niet om ons deze te stellen.

## INHOUDSTAFEL

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>1. Ingebruikname</b>       | <b>3</b> |
| <b>2. Voor de consultatie</b> | <b>3</b> |
| <b>3. Hygiëne</b>             | <b>4</b> |

Inhoudsverantwoordelijke: dr. Y. Kockaerts (Endocrinoloog) | April 2021

## 01 INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname van de glucosemeter dient u grondig de handen te wassen met water en zeep. Droog ze daarna zorgvuldig af.

## 02 VOOR DE CONSULTATIE

Gelieve uw glucosemeter grondig proper te maken voor u op consultatie komt bij de dokter.

### Dit wil zeggen:

- Hoesje wassen voor consult bij de arts (eens per kwartaal), geen bloedvlekken aan de binnenkant van de hoesjes.
- Propere meter afleveren op het secretariaat diabetes (geen bloed- of stofresten).
- Oude sticker verwijderen.
- Geen vuile of ontblote naaldjes achterlaten in het hoesje van de meter of in de prikker laten zitten.
- Geen kompressen met bloed achterlaten in het hoesje van de meter.

# 03 HYGIËNE

Reinigen	Desinfecteren
Doodt geen ziektekiemen.	Doodt wel ziektekiemen. Desinfectiemiddel: Natriumhypochloriet 5,5% of Clinell wipes of Umonium wipes.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevochtig een doek met water of een mild schoonmaakmiddel en veeg de buitenkant van de meter af.</li><li>• Droog daarna de meter met een zachte, droge doek.</li><li>• Niet spoelen met water want er mag geen water in de poort van de stripjes komen.</li><li>• Gebruik geen alcohol om de meter te reinigen, het kan de meter beschadigen.</li></ul>	<p><b>Tips:</b></p> <p>U kan javel of bleekwater hiervoor gebruiken. Dit is een oplossing van Natriumhypochloriet in water. Kies voor de verdunde, kant-en-klaare javeloplossingen die in de winkel bij de schoonmaakmiddelen verkocht worden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevochtig een zachte doek met deze oplossing.</li><li>• Leg deze gedurende 1 minuut op het te desinfecteren oppervlak.</li><li>• Laat daarna de glucosemeter drogen.</li><li>• Bij het gebruik van wipes: zie gebruiksaanwijzing op de verpakking.</li></ul>

De meter is een precisie instrument, behandel het met zorg!









[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](http://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.facebook.com/ZOLzh](http://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](http://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be)

Raadpleeg online uw medisch dossier via [www.mijnzol.be](http://www.mijnzol.be)