

Ziekenhuis
Oost-Limburg

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus Maas en Kempen
Medisch Centrum André Dumont



Infusor

Afschakelen door thuisverpleging

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Campus Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste patiënt,

U gaat met een Infusor® naar huis waar dit pompje kan afgekoppeld worden door de thuisverpleegkundige. Deze informatiebrochure geeft meer achtergrondinformatie over de procedure en tracht op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. De arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op alle vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

- 1. Afschakelen Infusor® door thuisverpleging** 3
 - 1.1 Benodigheden en voorbereiding
 - 1.2 Werkwijze
 - 1.3 Algemene aandachtspunten

- 2. Contact** 6

01 AFSCHAKELEN INFUSOR® DOOR THUISVERPLEGING

1.1 Benodigheden en voorbereiding

- 10ml NaCl 0.9% optrekken met spuit van 10ml
- alcoholische ontsmetting (ethanol 70°)
- pleister
- steriel kompres
- niet-steriele handschoenen

1.2 Werkwijze

- Kijk na of de Infusor® leeg is: dit kan u enerzijds zien door de progressielijnen (horizontaal of verticaal) te evalueren; anderzijds is de ballon volledig leeg indien er acht bumps (4 aan iedere kant) te zien zijn.



- Sluit de klem op de leiding van de poortkatheternaald.



- Ontkoppel de connector van de Infusorleiding met de leiding van de poortkatheternaald.
- Ontsmet de naaldconnector en connecteer de spuit met 10ml NaCl 0,9%.



- Draai de luerlockstop van de Infusorpomp af.



- Connecteer het uiteinde van de Infusorleiding op de cen-

trale luerlockconnector van de Infusorpomp.



- Spuit nu de 10ml NaCl 0.9% 'stotterend' in en eindig met positieve druk (= door uw duim op de stamper te houden = poortspoeling).



- Sluit de klem op de leiding van de poortkatheternaald (terwijl u positieve druk blijft houden door uw duim op de stamper te houden).



- Verwijder de poortkatheter-naald.



- Ontsmet het insteekgaatje en breng een pleister aan.
- Deponeer de Infusor[®] in een dubbele plastic zak en laat de patiënt deze meebrengen naar het ziekenhuis bij het volgende bezoek.

1.3 Algemene aandachtspunten

- Draag steeds handschoenen bij het manipuleren van de Infusor[®].
- In geval van lekkage of zwelling ter hoogte van de poortkatheter dient er contact te worden genomen met het dagziekenhuis Geneeskunde (buiten de openingsuren via de dienst Spoedgevallen).
- Indien de pomp niet leeg is voor het afkoppelen, dient te worden nagegaan of:
 - de leiding niet is afgeknikt
 - de naald nog in de poortkatheter zit
 - de filter nog op de huid is gekleefd
- Bij blijvende problemen contacteer het dagziekenhuis Geneeskunde.

02 CONTACT

Voor meer inlichtingen:
Dagziekenhuis Geneeskunde op T
089 32 67 90
of Oncocoaches op T 089 32 65
81 of 089 32 65 85.



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.