

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Urineonderzoek

24 uur afname

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een 24 uurs urineonderzoek moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de laboratoriumartsen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Het laboratorium kan gecontacteerd worden op het telefoonnummer 089/32 46 70 of op <https://www.zol.be/klinisch-laboratorium>

INHOUDSTAFEL


1. Gebruiksaanwijzing

01 GEBRUIKSAANWIJZING

Het verzamelen

U ontvangt:

- 2 afname tubes: noteer hierop **naam, voornaam en geboortedatum**.
- 1 urinecontainer (3000 ml)
- Aanvraagformulier.




- U gaat om 8 uur 's ochtends naar het toilet en plast uw blaas volledig leeg in het toilet.
- Vanaf nu verzamelt u alle urine in de container tot en met de urine van 8 uur 's anderendaags inbegrepen.




- Open de container voor het plassen en leg de dop langs u met de afnamepunt omhoog gericht.
- Verzamel alle urine in de container.
- Sluit vervolgens de container. Raak het afnamepunt daarbij niet aan!
- Bewaar deze op een koele donkere plaats.



Het inleveren



- Plaats de container rechtop op een vlak oppervlak.
- Ieder klein streepje op de container staat voor 100 ml
- Tel aantal streepjes en vermenigvuldig met 100.
- Schrijf het totaal volume urine op iedere buis (bvb.2700)



- Zorg dat de dop van de container goed gesloten is.
- Keer de container 3 tot 5 maal voorzichtig om zodat de urine goed gemengd is.

Niet schudden!




- Trek de beschermende sticker gedeeltelijk los (niet helemaal verwijderen) zodat het afnamepunt zichtbaar wordt.
- **In de dop bevindt zich een naald.**
OPGEPAST: let op dat je jezelf niet prikt.



- Houd de container schuin en druk de buis met dop in de opening van het afnamepunt.
- Wacht tot de buis volledig gevuld is en verwijder deze van het afnamepunt.
- Herhaal deze procedure voor de tweede buis



- Gooi het restant van de urine in toilet.
- Schroef de dop erop en gooi de container weg.
- Indien u problemen ondervond met de afname, breng de volle urinecontainer mee naar het ziekenhuis.



Breng de urinebuizen en het aanvraagformulier naar de bloedafname van het ZOL.

U kan ook een filmpje bekijken via onderstaande link of scan deze code.



<https://www.zol.be/video/urineonderzoek-24-uur-afname>

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met de dienst Klinisch Laboratorium, Ziekenhuis Oost-Limburg - T 089/32 46 90.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be