

Autopsie

Document type:	Laboratoriumgids / LG	Document subtype:	.
Doelgroep:	Labo PO	Subdoelgroep:	.
Auteur:	Annick Moors	Keurder:	Karen Deraedt
Geldig van:	22/06/2021	Geldig tot:	21/06/2024
Document-nr:	PO-LG4-0033	Versie-nr:	3.0
Campus:	Alle	Bekrachtiger	Peter Van Eyken

1. Type aanvraagformulier

Aanvraagformulier Autopsie gebruiken. In te vullen conform de richtlijnen van de dienst Pathologische Ontleedkunde. Volledige klinische inlichtingen zijn onontbeerlijk. Het is ook wenselijk om een telefoonnummer te noteren waarop u (of een collega of medewerker) bereikbaar bent, en dit voor het geval verder overleg nodig is alvorens de autopsie kan worden aangevat.

2. Uitvoerfrequentie

- Dit onderzoek wordt uitgevoerd op aanvraag.

3. Antwoordtijd

- De tijd tussen ontvangst en volledig verslag bedraagt 3 weken.

4. Foetus

- De aanvrager dient toestemming tot autopsie te hebben gekregen van de familie.
- Verwittig het secretariaat (089 32 47 40) wanneer een autopsie dient te gebeuren. Buiten de openingsuren van het secretariaat is de patholoog van wacht bereikbaar via de centrale van het ZOL.
- Alle relevante informatie dient te worden bijgevoegd bij de aanvraag, zoals oa. klinisch verloop, bevindingen van de prenatale echo's, resultaat van virtuele autopsie, ...
- Foetale autopsie wordt uitgevoerd in het macroscopie lokaal van de dienst Pathologische Ontleedkunde. De foetus dient samen met het aanvraagformulier bezorgd te worden op de dienst.
- Foetus >14 weken wordt na autopsie overgebracht naar het mortuarium.

5. Volwassene

- De aanvrager dient toestemming tot autopsie te hebben gekregen van de familie.
- Verwittig het secretariaat (089 32 47 40) wanneer een autopsie dient te gebeuren. Buiten de openingsuren van het secretariaat is de patholoog van wacht bereikbaar via de centrale van het ZOL.
- Het lichaam van de overledene dient naar het mortuarium gebracht te worden. Ook het aanvraagformulier wordt in het mortuarium afgeleverd.
- Het mortuarium stelt een mortuariumbediende ter beschikking die zorgt voor het klaarleggen van het materiaal, het opruimen van het lokaal, het toonbaar maken van de overledene.

6. Methode

- Na fixatie worden de gepreleveerde stalen verwerkt tot een paraffineblok, waarvan paraffinecoupes van 3-4 µm dik worden gesneden en gekleurd.

Revisie overzicht

dd-mm-jjjj	Creatie document	V. Naam
------------	------------------	---------