

Testisbiopsies (in het kader van infertiliteit)

Document type:	Laboratoriumgids / LG	Document subtype:	.
Doelgroep:	Labo PO	Subdoelgroep:	.
Auteur:	Elke Wevers	Keurder:	Sabine Fransis
Geldig van:	05/01/2021	Geldig tot:	05/01/2024
Document-nr:	PO-LG4-0026	Versie-nr:	3.0
Campus:	Alle	Bekrachtiger	Peter Van Eyken

1. Type aanvraagformulier

- Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek.

2. Uitvoerfrequentie

- Dit onderzoek wordt éénmaal per dag uitgevoerd (uitgezonderd weekend en feestdagen).

3. Antwoordtijd

- De tijd tussen ontvangst van het staal en het volledig verslag duurt 5 werkdagen.
- Bij nood aan bijkomende analyses of overleg kan de antwoordtijd oplopen.

4. Afname instructies

- Conform de richtlijnen van de dienst Pathologische Ontleedkunde.
- Fixatief: BOUIN (enkel aanwezig in het operatiekwartier).
- Type recipiënt: 60 ml potje voorgevuld door de dienst Pathologische Ontleedkunde met BOUIN.
- Onmiddellijk fixeren.

5. Staaltype en minimale hoeveelheid

- 1 of meerdere biopten, afhankelijk van de klinische vraagstelling.

6. Transport

- Voor richtlijnen over transport zie: Transport van het staal

7. Methode

- Na fixatie worden de stalen verwerkt tot een paraffineblok, waarvan paraffinecoupes van 3-4 µm dik gesneden worden en gekleurd.

Revisie overzicht

dd-mm-jjjj	Creatie document	V. Naam
------------	------------------	---------